



## MINI INCUBATORI SERIE ICT MINI INCUBATORS ICT SERIES

Incubatori con sportello in polycarbonato trasparente per ispezionare le camere senza alterare l'equilibrio termico. Circolazione ad aria naturale, controllo elettronico della temperatura con microprocessore PID Sonda PT 100.

*Transparent Polycarbonate for easy chamber inspection door. Natural air circulation. Microprocessor temperature control PID with PT100 probe.*



| Dati tecnici / Technical data               |      | ICT 5.4     | ICT 18      | ICT 28      |
|---------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Capacità / Capacity                         | lt   | 5,4         | 18,0        | 28,0        |
| Temperatura + 5 amb. / Temperature + 5 amb. | °C   | +80         | +80         | +80         |
| Precisione / Precision                      | 37°C | ±0,5        | ±0,5        | ±0,5        |
| Risoluzione / Setting accuracy              | °C   | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| Potenza riscaldante / Heating power         | W    | 120         | 360         | 420         |
| Dim. interne LxPxH / Internal dimension     | mm   | 190x150x190 | 300x300x200 | 400x250x300 |
| Ripiani di serie / Included shelves         | n°   | 2           | 2           | 2           |
| Numero ripiani max / Maximum racks number   | n°   | 4           | 5           | 5           |
| Dim. esterne LxPxH / External dimension     | mm   | 380x240x300 | 500x390x320 | 620x360x440 |
| Alimentazione / Power Supply                | V/Hz | 230-50/60   | 230-50/60   | 230-50/60   |
| Peso / Weight                               | kg   | 10          | 15          | 26,5        |
| Codice / item                               |      | 720.2070.10 | 720.2070.12 | 720.2070.14 |

FALC INSTRUMENTS s.r.l.

Via G. M. Compagnoni, 2 | 24047 Treviglio (BG) - Italy  
+39 0363 304660 | [falc@falcinstruments.it](mailto:falc@falcinstruments.it) | [falcinstruments.it](http://falcinstruments.it)