

YPS-03 Tavolo di pesatura



- Condizioni di lavoro stabili sono il presupposto per ottenere risultati di misurazione precisi!
- Il tavolo di pesatura KERN YPS-03 è stato appositamente pensato e realizzato per assorbire scosse e vibrazioni, che potrebbero altrimenti falsare il risultato di pesata
- Il tavolo di pesatura KERN YPS-03 comprende:
 - - Piastra in granito levigata (34 kg) come piano di lavoro integrato, appoggiata su elementi in gomma ammortizzanti
 - - Tavolo di lavoro con telaio in acciaio e piedini di appoggio regolabili in altezza
- Dimensioni piastra di granito LxPxA 410x270x115 mm
- Dimensioni piano di lavoro (superficie completa del tavolo con piastra di granito) LxP 650x770 mm

Forma

Dimensioni totali (LxPxA): 768mm x 648mm x 800mm

Piedini girevole: nein

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA): 800mm x 810mm x 680mm

Peso lordo: 91 kg

Peso netto: 62 kg

Spedizione: 48 h