

# STF-NR / STF-FR series

4

4 programmi di lavoro da 8 segmenti



Ottimizzazione dei tempi



Creazione grafici



Archivio storico



Ripetibilità



Processo visibile e controllabile da PC



Doppio bloccaggio della porta per una perfetta tenuta (parte superiore ed inferiore)



Foro di calibrazione sul lato superiore per inserimento termometro o sonde



Doppia visualizzazione della temperatura



Doppio termoregolatore di sicurezza



Foro 45 mm sul lato posteriore per scarico fumi con dispositivo per regolazione apertura/chiusura del passaggio cavi, sonde, ecc


Stufe programmabili con rampe e interfaccia seriale RS 232.  
VENTILAZIONE NATURALE



# STF-NR

## STF-FR series

Stufe programmabili con rampe e interfaccia seriale RS 232.  
VENTILAZIONE NATURALE



### STF-NR > Ventilazione naturale

Dati tecnici		STF-NR 52	STF-NR 80	STF-NR 120	STF-NR 240	STF-NR 400
Capacità	lt	52	80	120	240	400
Temperatura + 5 amb.	°C	+300	+300	+300	+300	+300
	70°C	±1,5	±1,5	±2,0	±2,5	±3,0
	150°C	±2,5	±2,5	±3,0	±3,5	±3,5
Precisione	300°C	±3,0	±3,0	±3,5	±3,5	±4,0
	°C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Risoluzione	°C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Potenza riscaldante	W	1200	1400	1600	2600	3400
Ripiani grigliati di serie	n°	2	2	2	2	2
Numero ripiani max	n°	6	7	8	12	15
Dimensioni interne LxPxH	mm	390x350x390	450x400x450	500x470x520	600x500x800	700x580x1000
Dimensioni esterne LxPxH	mm	705x570x610	775x610x675	825x680x740	925x710x1030	1025x790x1230
Alimentazione	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Peso	kg	55	60	68	80	100
<b>Codice</b>		<b>720.2080.55</b>	<b>720.2080.58</b>	<b>720.2080.62</b>	<b>720.2080.74</b>	<b>720.2080.80</b>

### STF-FR > Ventilazione forzata

Dati tecnici		STF-FR 52	STF-FR 80	STF-FR 120	STF-FR 240	STF-FR 400
Capacità	lt	52	80	120	240	400
Temperatura + 5 amb.	°C	+300	+300	+300	+300	+300
	70°C	±1,0	±1,0	±1,0	±1,5	±1,5
	150°C	±1,5	±1,5	±1,5	±2,0	±2,0
Precisione	300°C	±2,0	±2,0	±2,5	±2,5	±3,0
	°C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Risoluzione	°C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Potenza riscaldante	W	1200	1400	1600	2600	3400
Ripiani grigliati di serie	n°	2	2	2	2	2
Numero ripiani max	n°	6	7	8	12	15
Dimensioni interne LxPxH	mm	390x350x390	450x400x450	500x470x520	600x500x800	700x580x1000
Dimensioni esterne LxPxH	mm	705x570x610	775x610x675	825x680x740	925x710x1030	1025x790x1230
Alimentazione	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Peso	kg	55	60	68	80	100
<b>Codice</b>		<b>720.2090.55</b>	<b>720.2090.58</b>	<b>720.2090.62</b>	<b>720.2090.74</b>	<b>720.2090.80</b>