



Elettrodo di riferimento Sension+ per ISE, diaframma in ceramica, connettore a banana

Codice articolo: LZW5044.97.0002

Elettrodo di riferimento per applicazioni ISE, Ag/AgCl con acetato di litio 0,1 M, diaframma in ceramica, con cavo da 1 m e connettore a banana.

Specifiche tecniche

caratteristica speciale:	Elettrodo di riferimento a giunzione doppia per ISE, diaframma in ceramica grande
Connettore:	Banana
Diametro:	12 mm
Dimensioni (DXL):	12 mm x 120 mm
Giunzione sonda:	Ceramica
Intervallo di temperatura:	0 - 60 °C
lunghezza:	120 mm
Lunghezza del cavo:	1 m
Materiale:	Corpo sensore: in vetro
Parametro:	Reference ISE
soluzione di riempimento:	LZW9901.99
Tipo:	Lab, riferimento per ISE
Tipo di sonda:	Di riferimento per laboratorio

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

Zetalab.it