



Agitatori a scuotimento

shaker - mixer





SKO-D XL

*Agitatore a scuotimento digitale
con rotazione oraria e antioraria*

- Agitatori a scuotimento orbitale, ottimo movimento rotatorio per un massimo di agitazione fino a 7,5 kg
- Display LCD per una semplice regolazione della velocità e tempo. Frequenza di scuotimento e timer visualizzabili contemporaneamente
- Ampia disponibilità di piattaforme per l'utilizzo di recipienti con forme e misure diverse
- Regolazione elettronica della velocità e del tempo
- Temporizzatore elettronico da 1 minuto a 20 ore o continuo
- Motore a rotore esterno senza spazzole, esente da manutenzione e da fenomeni di interferenza elettromagnetica
- Rilevazione e protezione dal superamento livello velocità massimo
- Interfaccia RS232



Agitatore senza supporti

Caratteristiche tecniche	
	SKO-D XL
Alimentazione	220V – 50/60Hz
Potenza assorbita	30W
Movimento agitazione	Orbitale
Movimento agitazione orbitale	10 mm
Max peso in agitazione (con piattello)	7,5 kg
Dimensione piatto senza supporti	320 x 320 mm
Motore	Senza spazzole
Velocità di agitazione - Orbitale	100... 500 colpi/min
Indicazione velocità	Display LCD
Timer	Sì
Indicazione tempo	Display LCD
Regolazione tempo	1 min ... 20 ore o continuo
Dimensioni totali (L x P x A)	420 x 370 x 100 mm
Peso	13,5 kg
Temperatura d'uso	5...40 °C
Umidità d'uso max	80%
Protezione IP	IP21 (sec. DIN EN60529)
Interfaccia RS232	Sì
Codice	22006013

IMPORTANTE: Fornito senza supporto



Con supporto in gomma antiscivolo



Con supporto forato e clips per beute



Con supporto universale a rulli regolabili






Supporti



Supporto con **pellicola antiscivolo**
Codice **22006223**



Supporto **forato** per fissaggio clips
Codice **22006243**



Supporto universale con **4 rulli regolabili**
Codice **22006233**

Accessori

Clips per beute per supporto forato



Clips per beute **25 ml**
Max per supporto n.28
Codice **22006453**



Clips per beute **50 ml**
Max per supporto n.28
Codice **22006463**



Clips per beute **100 ml**
Max per supporto n.16
Codice **22006473**



Clips per beute **200/250 ml**
Max per supporto n.9
Codice **22006483**



Clips per beute **500 ml**
Max per supporto n.9
Codice **22006493**



Rullo supplementare
Codice **22006553**



MIX

Mixer per provette

- Adatto per operazioni "al tocco" e in continuo
- Ampio range di velocità, da 0 a 2500 giri al min. con regolazione in continuo
- Corpo di costruzione robusta
- Piedini in silicone e basamento in acciaio per una elevata stabilità
- Motore eccentrico con ingranaggi esenti da olio



Caratteristiche tecniche	
	MIX
Alimentazione	220V – 50/60Hz
Potenza assorbita	60W
Movimento di agitazione	Orbitale
Escursione agitazione	4 mm
Velocità di agitazione	0... 2.500 rpm
Indicazione velocità	Analogica, in continuo
Modo di funzionamento	Operazioni "al tocco" e in continuo
Dimensioni (L x P x A)	127 x 160 x 130 mm
Peso	3,5 kg
Temperatura d'uso	5...40 °C
Umidità d'uso max	80%
Protezione IP	IP21 (sec. DIN EN60529)
Codice	22008013



AGITATORI SHAKER - MIXER 01-15 VER 1.1

Produttore certificato ISO 9001



Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

Zetalab.it