



## ARMADI DI SICUREZZA DI PICCOLE DIMENSIONI E PER SOTTO CAPPRA



**ZETAline**

### Modello: **ZL-CA1SM** per **PRODOTTI CHIMICI ACIDI**

Certificato a norma EN 14727 e EN 61010



- Materiale: lamiera di acciaio elettrozincata verniciata con polveri antiacido. Pannelli agglomerato idrofugo.
- 1 Porta con chiusure di sicurezza e serratura
- Foro di aspirazione dietro l'armadio 100 mm di diametro
- Cartello di sicurezza
- Cerniera antiscintilla
- Morsetto di "terra" per evitare cariche elettrostatiche
- Dimensioni esterne mm. 595 x 520 x 620 h
- Dimensioni interne mm. 530 x 430 x 530 h
- Capacità bottiglie da 1 litro: 30
- Peso Kg. 55
- Garanzia 3 Anni

### Modello: **ZL-CB1SM** per **PRODOTTI CHIMICI BASI**

Certificato a norma EN 14727 e EN 61010



- Materiale: lamiera di acciaio elettrozincata verniciata con polveri antiacido. Pannelli agglomerato idrofugo.
- 1 Porta con chiusure di sicurezza e serratura
- Foro di aspirazione dietro l'armadio 100 mm di diametro
- Cartello di sicurezza
- Cerniera antiscintilla
- Morsetto di "terra" per evitare cariche elettrostatiche
- Dimensioni esterne mm. 595 x 520 x 620 h
- Dimensioni interne mm. 530 x 430 x 530 h
- Capacità bottiglie da 1 litro: 30
- Peso Kg. 55
- Garanzia 3 Anni



**ZETAline**