



## ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI INFIAMMABILI Type 90

Certificati a norma EN 14470-1



**ZETAline**  
Scientific Instruments

Modello: **ZL-INF1Q**

Certificato a norma EN 14470-1 Type 90



Materiale: lamiera di acciaio, vernice antiacido.

Coibentazione con pannelli ad alta densita' di lana di roccia e disolfato di calcio. Finiture interne in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori aggressivi.

- 1 Porta con chiusura di sicurezza e serratura
- Chiusura delle porte automatica con temperature ambiente >50°C
- 3 Ripiani in acciaio verniciato, portata certificata 60 Kg.
- Cartelli di sicurezza
- Chiusura automatica delle valvole a 70°C dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti
- Cerniera antiscintilla
- Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio
- Morsetto di "terra" per evitare cariche elettrostatiche
- Dimensioni esterne mm. 595 x 600 x 2055 h
- Dimensioni interne mm. 496 x 446 x 1640 h
- Peso Kg. 228
- Garanzia 3 Anni

Modello: **ZL-INF2Q**

Certificato a norma EN 14470-1 Type 90



Materiale: lamiera di acciaio, vernice antiacido.

Coibentazione con pannelli ad alta densita' di lana di roccia e disolfato di calcio. Finiture interne in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori aggressivi.

- 2 Porte con chiusura di sicurezza e serratura
- Chiusura delle porte automatica con temperature ambiente >50°C
- 3 Ripiani in acciaio verniciato, portata certificata 80 Kg.
- Cartelli di sicurezza
- Chiusura automatica delle valvole a 70°C dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti
- Cerniera antiscintilla
- Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio
- Morsetto di "terra" per evitare cariche elettrostatiche
- Dimensioni esterne mm. 1200 x 600 x 2055 h
- Dimensioni interne mm. 1090 x 446 x 1640 h
- Peso Kg. 385
- Garanzia 3 Anni



**ZETAline**  
Scientific Instruments