



ARMADI DI SICUREZZA DI PICCOLE DIMENSIONI E PER SOTTO CAPPAA PER PRODOTTI INFIAMMABILI Type 90

Modello: **ZL-INF1SM**
per **PRODOTTI INFIAMMABILI**

Certificato a norma EN 14470-1 Type 90



Materiale: lamiera di acciaio, vernice antiacido.

Coibentazione con pannelli ad alta densita' di lana di roccia e disolfato di calcio. Finiture interne in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori aggressivi.

- 1 Porta con chiusura di sicurezza e serratura
- Chiusura delle porte automatica con temperature ambiente >50°C
- Foro di aspirazione dietro l'armadio 100 mm di diametro
- Cartelli di sicurezza
- Chiusura automatica delle valvole a 70°C dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti
- Cerniera antiscintilla
- Morsetto di "terra" per evitare cariche elettrostatiche
- Dimensioni esterne mm. 595 x 520 x 620 h
- Dimensioni interne mm. 483 x 349 x 493 h
- Capacità bottiglie da 1 litro: 15
- Peso Kg. 82



ZETAline
Scientific Instruments