



ARMADI DI SICUREZZA MULTI USO PER PRODOTTI CHIMICI, ACIDI, BASI E INFIAMMABILI Type 90

Materiale sezione INFIAMMABILI:

lamiera di acciaio, vernice antiacido, coibentazione con pannelli ad alta densità di lana di roccia e disolfato di calcio. Finiture interne in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori aggressivi.

Materiale sezione CHIMICI, ACIDI E BASI:

lamiera di acciaio elettrozincata verniciata con polveri antiacido. Pannelli agglomerato idrofugo.



ZETAline

Modello: ZL-MULTI1

Certificato a norma

EN 14470-1 Type 90, EN 14727 e EN 61010



- 2 Comparti compreso ELETTOASPIRATORE
- Dieto l'armadio foro di aspirazione 100mm diam.
- Morsetto di "terra" per evitare cariche elettrostatiche
- Chiusura di sicurezza e serratura, cerniera antiscintilla
- Dimensioni esterne mm. 595 x 600 x 1685 + 300
- Peso Kg. 170
- Garanzia 3 Anni

parte CHIMICI, ACIDI e BASI

- 1 scomparto in acciaio verniciato
- Dimensioni interne mm. CHIMICI, ACIDI E BASI 530 x 430 x 630

parte INFIAMMABILI

- 1 scomparto acciaio inox con vasca e griglia
- Dimensioni interne mm. INFIAMMABILI 483 x 349 x 593
- Chiusura delle porte automatica con temperature ambiente >50°C
- Chiusura automatica delle valvole a 70°C dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti

Modello: ZL-MULTI2

Certificato a norma

EN 14470-1 Type 90, EN 14727 e EN 61010



- Dieto l'armadio foro di aspirazione 100mm diam.
- Morsetto di "terra" per evitare cariche elettrostatiche
- Chiusura di sicurezza e serratura, cerniera antiscintilla
- Dimensioni interne: 1090 x 446 x 1540
- Dimensioni esterne mm. 1200 x 600 x 1950
- Peso Kg. 378
- Garanzia 3 Anni

parte ACIDI: - 2 scomparti in acciaio verniciato

parte BASI: - 2 scomparti in acciaio INOX

parte TOSSICI: - 1 scomparto in acciaio verniciato

parte INFIAMMABILI:

- 3 ripiani acciaio verniciato con 1 vasca e griglia
- Chiusura delle porte automatica con temperature ambiente >50°C
- Chiusura automatica delle valvole a 70°C dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti



ZETAline