

SERIE 700 PER LIQUIDI DA 5 A 500 UL

Modelli standard	75	701	702	705	710	725	750
Capacità	5 ul	10 ul	25 ul	50 ul	100 ul	250 ul	500 ul
Divisione tarat. min.	0,05 ul	0,1 ul	0,5 ul	1,0 ul	1,0 ul	5,0 ul	10,0 ul
Ago Lunghezza	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Ago Gauge	26 S	26 S	22 S	22 S	22 S	22 S	22
Ago Ø esterno	0,47 mm	0,47 mm	0,72 mm	0,72 mm	0,72 mm	0,72 mm	0,72 mm
Ago Ø interno	0,13 mm	0,13 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,41 mm
Ago Volume morto	0,68 ul	0,68 ul	0,90 ul	0,90 ul	0,90 ul	0,90 ul	6,73 ul
Ago Elettroaffinato	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
N - punta 2	103.0075.01	103.0701.01	103.0702.01	103.0705.01	103.0710.01	103.0725.01	103.0750.01
N - punta 2 Six Pack	-	103.0701.10	-	-	-	-	-
RN - punta 2	103.0075.02	103.0701.02	103.0702.02	103.0705.02	103.0710.02	103.0725.02	103.0750.02
RN - punta 2 Six Pack	-	103.0701.65	-	-	-	-	-
LT	-	103.0701.14	103.0702.14	103.0705.14	103.0710.14	103.0725.14	103.0750.14
TLL	-	-	-	103.0705.15		-	-
N - punta 3	103.0075.03	103.0701.03	103.0702.03	103.0705.03	103.0710.03		103.0750.03
N - punta 5	-	103.0701.05	-	-		103.0725.05*	103.0750.05
N - punta 2	-	103.0701.70	-	-	-	-	-
Ago Lunghezza		70 mm	70 mm	70 mm	70 mm		
N - punta 2	-	103.0701.76	-	-	-	-	-
Ago Lunghezza		76 mm					