



2017

TERMOBLOCCHI

www.falcinstruments.it



TERMOBLOCCHI

- 5 | Termoblocchi con riscaldamento
- 5 | Termoblocchi con riscaldamento refrigerati

TERMOBLOCCHI



TD: 25°C - 200°C



Ideale per processi di stoccaggio, digestione, incubazione, concentrazione e altri processi di riscaldamento.
Utile nelle reazioni enzimatiche e chimiche-catalitiche.
La programmazione della temperatura avviene in tre fasi integrate

Termoblocchi con riscaldamento



TD 200 P1



TD 200 P2



TD 200 P2+



TD 200 P3

Dati tecnici		TD 200 P1*	TD 200 P2*	TD 200 P2+*	TD 200 P3*
Posti	n°	1	2	2 separati	3
Temperatura impostabile	°C	25 ÷ 200	25 ÷ 200	25 ÷ 200	25 ÷ 200
Temperatura di lavoro	°C	+5 amb ÷ 200			
Precisione	°C	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5
Timer	h:mm	9:59 + ∞	9:59 + ∞	9:59 + ∞	9:59 + ∞
Potenza	W	150	300	150+150	500
Dimensioni LxPxH	mm	285x200x110	305x230x110	305x290x110	305x290x110
Peso	Kg	2,9	3,4	3,6	4,1
Codice		621.0422.11	621.0422.12	621.0422.15	621.0422.13

V/Hz 230/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 30

Termoblocchi con riscaldamento refrigerati



TDC: 0°C ÷ 100°C



Ideale per processi di stoccaggio, digestione, incubazione, concentrazione e altri processi di riscaldamento.
Utile nelle reazioni enzimatiche e chimiche-catalitiche.
La programmazione della temperatura avviene in tre fasi integrate



TDC 100 P1



TDC 100 P2

Dati tecnici		TDC 100 P1	TDC 100 P2
Posti	n°	1	2
Temperatura impostabile	°C	0 ÷ 100	0 ÷ 100
Temperatura di lavoro	°C	5 ÷ 100	5 ÷ 100
Precisione	°C	±0,5	±0,5
Timer	h:mm	9:59 + ∞	9:59 + ∞
Programma	step	3 temp + 3 time	3 temp + 3 time
Potenza	W	120	240
Dimensioni LxPxH	mm	325x270x191	325x320x191
Peso	Kg	4,4	5,5
Codice		621.0422.21	621.0422.22

V/Hz 230/50-60


CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 30

TERMOBLOCCHI




Vasca a un posto con palline di ceramica
dim 55x75x36. Per modelli TD
Codice 621.0423.50




6 fori - provette 28 mm
Per modelli TD
Codice 621.0423.62


Vasca a due posti con palline di ceramica
dim 130x75x36. Per modelli TD
Codice 621.0423.51




30 fori - provette 0,5 ml.
Per modelli TD
Codice 621.0423.72



96 fori - 0,2 ml - skirted PCR, vials,
versione doppio blocco. Per modelli TD
Codice 621.0423.74




20 fori - provette 1,5 ml.
Per modelli TD
Codice 621.0423.73




2 fori - Provette 50 ml fondo piatto.
Per modelli TD
Codice 621.0423.64


TERMOBLOCCHI




20 fori - provette 10 mm.
Per modelli TD
Codice 621.0423.56




72 fori - 0,2 ml - vials.
Per modelli TD
Codice 621.0423.70




20 fori - provette 13 mm.
Per modelli TD
Codice 621.0423.59



20 fori - provette 12 mm.
Per modelli TD
Codice 621.0423.58




12 fori - provette 16 mm.
Per modelli TD
Codice 621.0423.60




20 fori - provette 2 ml.
Per modelli TD
Codice 621.0423.57


TERMOBLOCCHI




8 fori - provette 19 mm.
Per modelli TD
Codice 621.0423.61




4 fori - provette 33 mm.
Per modelli TD
Codice 621.0423.63




30 fori - Provette 0,5 ml.
Per modelli TD
Codice 621.0423.55



96 fori - 0,2 ml - non skirted vials
versione doppio blocco.
Per modelli TD
Codice 621.0423.71




Blocco per piastre Elisa.
Per modelli TD
Codice 621.0423.81




20 fori - provette 1,5ml.
Per modelli TDC
Codice 621.0423.92


TERMOBLOCCHI




30 fori - provette 0,5 ml.
Per modelli TDC
Codice 621.0423.93




96 fori - 0,2 ml - skirted PCR, vials,
versione doppio blocco. Per modelli TDC
Codice 621.0423.95




20 fori - provette 1,5 ml,
Per modelli TDC
Codice 621.0423.91



20 fori - provette 10 mm.
Per modelli TDC
Codice 621.0423.85




72 fori - 0,2 ml - vials.
Per modelli TDC
Codice 621.0423.90




20 fori - provette 11 mm.
Per modelli TDC
Codice 621.0423.86

TERMOBLOCCHI



HCB-0021

96 fori - 0,2 ml - non skirted vials
versione doppio blocco. Per modelli TDC
Codice 621.0423.94



Blocco per piastre Elisa
versione doppio blocco. Per modelli TDC
Codice 621.0423.98



FALC INSTRUMENTS s.r.l.

Via G. M. Compagnoni, 2 | 24047 Treviglio (BG) - Italy

+39 0363 304660 | falc@falcinstruments.it | falcinstruments.it