

Microscopi biologici serie: **EX5**



Biological Microscope

La serie EX5 offre all'operatore prestazioni professionali ad un prezzo contenuto.

Ottiche di alta qualità e una meccanica affidabile rendono questo strumento uno dei punti di riferimento nella gamma di microscopi Eurotek.

Modelli:

	EX5M	EX5B	EX5T
Caratteristiche tecniche			
Testata Monoculare inclinata 30°	●	/	/
Testata Binoculare inclinata 30°	/	●	/
Testata Trinoculare inclinata 30° applicazioni foto-video. Split 20/80.	/	/	●
Oculari extra wide field eyepiece EWF10x/18mm	●	●	●
Regolazione diottrica (± 5 mm) Distanza interpupillare (50-75mm)	/	●	●
Revolver portaobiettivi 4 posizioni a scatto (click-stop). Girevole in entrambi i sensi con fermo a scatto. Inclinato verso lo stativo.	●	●	●
Obiettivi ACROMATICI 4x/0.10 10x/0.25 40x/0.65 retrattile 100x/1.25OIL retrattile	●	●	●
Tavolino portapreparati con traslatore incorporato (double layers) e comandi coassiali, sulla destra. Dimensioni: 132x140mm Range: 76x50mm	●	●	●
Condensatore di Abbe A.N: 1.25 con diaframma a iride. Altezza regolabile mediante comando dedicato. filtri $\varnothing 32$ mm	●	●	●
Messa a fuoco con sistema macrometrico(0.2mm) micrometrico(0.002mm) con manopole poste su entrambi i lati dello stativo. Sistema a frizione per la regolazione della messa a fuoco. Sistema di fine corsa dell'altezza per evitare rotture accidentali del vetrino.	●	●	●
Stativo ergonomico completamente realizzato in alluminio. Presa posteriore ergonomica per lo spostamento del microscopio. Struttura stabile.	●	●	●
Lampada a LED 3W con regolazione dell'intensità luminosa. Sistema centrabile.	●	●	●
In dotazione: Olio per immersione. Filtro blu $\varnothing 32$ mm. Copertina antipolvere. Cavo di rete.	●	●	●
Alimentazione 100-230V, 50/60 Hz.	●	●	●
<i>Note: ●: Standard outfit O: Optional /: non disponibile</i>			

Accessori :

B2-0752

Adattatore CCD 1/2 (0,5)