

SAFETYFIRECASE®



SAFETYFIRECASE®: Armadio di sicurezza portatile certificato per lo stoccaggio fino a 4 bottiglie da litro di infiammabili secondo la NORMA UNI EN 14470-1 con risultati TYPE 30.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura monolitica in lamiera elettrozincata.
Finitura in resine epossidiche con passaggio in forno a 200 °C con spessore superiore a 90 microns.

Cartelli in accordo alla norme ISO 3864.

Manuale di istruzione in accordo DIN V 8418.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Costruzione a "Sandwich"

con pannelli ad elevato isolamento termico

con resistenza al fuoco TYPE 30 testati

e certificati in accordo alla norma UNI EN 14470-1.

Chiusura della porta automatica con temperatura superiore a 47 °C.

Sistema di chiusura automatica dei condotti di ventilazione, testati con l'armadio.

Tale sistema non necessita di manutenzione.

Guarnizioni termoespandenti garantiscono la tenuta in caso di incendio

(30 mm di larghezza, applicate tra i gap di chiusura).

Cerniera antiscintilla a tutta lunghezza che non necessita di registrazione garantisce l'ermeticità nel tempo.



✓ **PORTATILE**

✓ **PRATICO**

✓ **SICURO**

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE L x P x A mm	DIMENSIONI INTERNE L x P x A mm	VOLUME N. BOTTIGLIE	PESO Kg
CSF500	340 x 340 x 400	200 x 200 x 265	11 litri 4 bottiglie da litro	18

