



# MINI MICROCENTRIFUGA MULTISPIN 12



MULTISPIN 12		
<b>Dimensioni esterne</b>		
Larghezza	mm	176
Altezza	mm	122
Profondità	mm	196
Peso	kg	1,5
<b>Prestazioni</b>		
Velocità massima	rpm	12.000
Incrementi velocità	rpm	1.000
Forza centrifuga massima	xg	7.900
Timer	min.	1÷99
Capacità massima	ml	6 x 2 ; 6 x 0,5 ; 6 x 0,2
Rotori	tipo	A 6-2 (6 x 2 ; 6 x 0,5 ; 6 x 0,2 ml)
	tipo	PCR 2-8 (2 strip da 8 provette PCR da 0,2 ml)
Tensione di alimentazione	Volt	230
Livello di rumorosità	db	≤ 45db

Distribuito da:  
Zetalab s.r.l.

**Zetalab**

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova  
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143  
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it