


Sonda C.A.T., immersione in inox



Descrizione

Questa sonda si utilizza per pH-metri e conduttimetri da laboratorio.

Il suo comportamento è identico alla **55 31**.

Ha un vantaggio in più: è praticamente indistruttibile.

Specifiche

Scala di misura (°C)

-20... 150

Errore di misura (°C)

≥ 0.3

Sensore

Pt 1000

Connettore

Telefonico

Materiale del corpo

Acciaio inox

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.



Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it