


# Elettrodo combinato ISE di Cloruri



## Descrizione

### Elettrodo ione selettivo Cloruri (Cl<sup>-</sup>)

- Membrana **stato solido**.
- Nuova gamma di elettrodi ISE con cavo fisso e connettore BNC.
- Non necessita di elettrodo di riferimento per effettuare misurazioni ISE

## Specifiche

### Scala di misura:

1 mg/l...35 g/l

### Condizioni:

pH 1...12

Distribuito da:  
Zetalab s.r.l.



Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova  
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143  
Internet: [www.zetalab.it](http://www.zetalab.it) - e-mail: [info@zetalab.it](mailto:info@zetalab.it)