


Elettrodo combinato ISE di Fluoruri



Descrizione

Elettrodo ione selettivo Fluoruri (F⁻)

- Membrana allo **stato solido**.
- Nuova gamma di elettrodi ISE con cavo fisso e connettore BNC.
- Non necessita di elettrodo di riferimento per effettuare misurazioni ISE

Specifiche

Scala di misura:

0.02 mg/l...20 g/l

Condizioni:

pH 2...8

Vedi anche

Codice Descrizione

99 00 Soluzione di condizionamento TISAB III (concentrata), bottiglia da 250 ml, per misurazione di F.

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it