


Elettrodo ISE di Cadmio



Descrizione

Elettrodo ione selettivo di Cadmio (Cd²⁺)

- La nuova gamma di elettrodi di ultima tecnologia.
- Elettrodi compatti, senza manutenzione.
- Senza elettrolita interno nè membrana di ricambio.
- Nuove membrane più sensibili e più durature di quelle classiche.
- Disponibili in due versioni: con connettore S7 ed a cavo fisso con connettore BNC

Importante:

Gli elettrodi I.S.E. sono indicatori e per misurare necessitano di un elettrodo di riferimento.

Specifiche

Ione

Cd²⁺

Scala di misura

0.1 mg/l...11 g/l

Condizioni

pH 3...7

Vedi anche

Codice Descrizione

50 44 Elettrodo di riferimento, per applicazioni ISE, con Acetato di Litio 0.1M, con cavo da 1 m e connettore banana.

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.



Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it