


# Elettrodo ISE di Calcio



## Descrizione

### Elettrodo ione selettivo di Calcio (Ca<sup>2+</sup>)

- La nuova gamma di elettrodi di ultima tecnologia.
- Elettrodi compatti, senza manutenzione.
- Senza elettrolita interno nè membrana di ricambio.
- Nuove membrane più sensibili e più durature di quelle classiche.
- Disponibili in due versioni: con connettore S7 ed a cavo fisso con connettore BNC

### Importante:

Gli elettrodi I.S.E. sono indicatori e per misurare necessitano di un elettrodo di riferimento.

## Specifiche

### Ione

Ca<sup>2+</sup>

### Scala di misura

0.04 mg/l...4 g/l

### Condizioni

pH 3.5...11

## Vedi anche

Codice Descrizione

50 44 Elettrodo di riferimento, per applicazioni ISE, con Acetato di Litio 0.1M, con cavo da 1 m e connettore banana.

Distribuito da:  
Zetalab s.r.l.



Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova  
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143  
Internet: [www.zetalab.it](http://www.zetalab.it) - e-mail: [info@zetalab.it](mailto:info@zetalab.it)