


Elettrodo combinato ISE di Nitrati



Descrizione

Elettrodo ione selettivo Nitrati (NO₃-)

- Membrana allo **stato solido**.
- Nuova gamma di elettrodi ISE con cavo fisso e connettore BNC
- Non necessita di elettrodo di riferimento per effettuare misurazioni ISE.

Specifiche

Scala di misura:

0.4 mg/l...62 g/l

Condizioni:

pH 2...11

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it