


Elettrodo combinato ISE di Ammonio



Descrizione

Elettrodo ione selettivo ammonio (NH₄⁺)

- Membrana allo **stato solido**.
- Nuova gamma di elettrodi ISE con cavo fisso e connettore BNC.
- Non necessita di elettrodo di riferimento per effettuare misurazioni ISE

Specifiche

Scala di misura:

0.9 mg/l...9g/l

Condizioni:

pH 0...8.5

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it