

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS

BIG FIRE MY11 GRANDI ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI
TYPE 90 PER PRODOTTI INFIAMMABILI



**+ Stoccaggio
+ Economico
Stessa Sicurezza!**



BIG FIRE MY11



ARMADI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI CERTIFICATI SECONDO EN 14470-1.

Costruiti completamente in lamiera di acciaio con spessori 1 - 1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (**essente da Fibrocaramica**) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi. **Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1.**

- **Chiusura** delle porte idraulica **automatica ad ogni apertura.**
- **Nuovo sistema di chiusura che permette di mantenere le porte aperte e si chiude automaticamente in caso di una temperatura ambiente superiore a 50 °C.**
- **Serratura con chiave e blocco delle porte.**
- **Piedini regolabili.**
- **Valvole di chiusura automatiche (70 °C)** dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, **certificate 90 minuti**, poste sul cielo e sul fondo dell'armadio.
- **Foro espulsione** diam. 100 mm sul tetto dell'armadio.
- **Cerniera antiscintilla.**
- **Guarnizione termodilatante** di 3 cm (DIN 4102).
- **3 ripiani a vassoio** in acciaio verniciato/INOX, regolabili in altezza con pinoli INOX.
- **Vasca di fondo** in acciaio verniciato con griglia di appoggio.
- **Morsetto di "terra"** per prevenire cariche elettrostatiche.

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x P x A) mm
CSEST	Estintore automatico	
RIP90VMY11	Ripiano supplementare in acciaio verniciato per armadio a 1 porta	790 x 420 x 39
RIP90MY11	Ripiano supplementare in acciaio INOX per armadio a 1 porta	790 x 420 x 39
CSF100BPMY11	Aspiratore in box metallico con cavo alimentazione e portafiltro	270 x 260 x 430
RSOL	Filtro a carbone attivo	
SOLUZIONE ALTERNATIVA		
CFN	Sistema di aspirazione e filtrazione conforme alla norma NFX 15-211	
CFNL	Sistema di aspirazione e filtrazione	
ADCFNMY11	Adattatore per CFN armadi MY11	
CSAS	Filtro a carbone attivo per solventi (per CFN)	
CSBE	Filtro a carbone attivo per vapori acidi (per CFN)	
CSMP	Filtro a carbone attivo misto per vapori acidi e solventi (per CFN)	
CSPF	Prefiltro antipolvere (per CFN)	

BIG FIRE MY11 90 TYPE 90	CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (L x P x A) mm	DIMENSIONI INTERNE (L x P x A) mm	CAPACITA' BOTTIGLIE DA 1 LITRO PER ARMADIO	PESO (Kg)	RIPIANI DIMENSIONI (L x P x A) mm CAPACITA' (litri)	VASCA CON GRIGLIA IN ACCIAIO VERNICIATO DIMENSIONI (L x P x A) mm CAPACITA' (litri)
BASIC FIRE MY11 90 Type 90 * **	CSF240BMY11	895 x 600 x 1950	795 x 446 x 1625	128 / 160	305	3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato portata 80 Kg certificati 790 x 420 x 39 - 13 litri circa	795 x 445 x 100 33 litri circa
EASY FIRE MY11 90 Type 90 * **	CSF240MY11	895 x 600 x 1950	795 x 446 x 1625	128 / 160	305	3 ripiani a vassoio INOX portata 80 Kg certificati 790 x 420 x 39 - 13 litri circa	795 x 445 x 100 33 litri circa

* Aggiungere "Y" al codice per armadio giallo.

** Aggiungere "D" al codice per armadio apertura destra.

**+ Stoccaggio
+ Economico
Stessa Sicurezza!**

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab.it
strumenti scientifici & laboratorio

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it