

**CHEMISAFE®**  
SAFETY STORAGE CABINETS

**SERIE MULTIRISCHIO CSB** ARMADI DI SICUREZZA PER  
PRODOTTI CHIMICI NON INFIAMMABILI



**SERIE MULTIRISCHIO CSB**



ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI NON INFIAMMABILI



CSB120



CSB120G



CSB60G



CSB120UB



CSB60



CSB60UB

## SERIE MULTIRISCHIO CSB



ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI NON INFIAMMABILI



CSB124



CSB124G



CSB62



CSB62G



CSB63



CSB63G

## SERIE MULTIRISCHIO CSB



ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI NON INFIAMMABILI

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Conformi alla NORMA EN 61010 e CEI 66-5.
- Cartelli conformi alle norme ISO 3864.
- Separazione per famiglie di prodotti.
- Soluzioni modulari.
- Struttura in lamiera metallica di 1,5 mm rivestita di polveri epossidiche antiacide con successivo passaggio termico di indurimento a 200 °C.  
Spessore rivestimento superiore a 90 micron RAL 7035.
- Ripiani a vaschetta con angoli saldati a tenuta in acciaio verniciato o inox.
- Capacità di carico di 80 Kg uniformemente distribuiti.
- Porte a battente cieche o con finestratura in policarbonato con chiusura a chiave.
- Apertura porte con angolo di 110°.

CODICE	ACCESSORI OPZIONALI	DIMENSIONI ESTERNE (L x P x A mm)
<b>CSB60R</b>	Ripiano supplementare in acciaio verniciato da 60	590 x 500 x 30
<b>CSB60RI</b>	Ripiano supplementare in acciaio INOX da 60	590 x 500 x 30
<b>CSB120R</b>	Ripiano supplementare in acciaio verniciato da 120	1130 x 500 x 30
<b>CSB120RI</b>	Ripiano supplementare in acciaio INOX da 120	1130 x 500 x 30
<b>TIM24</b>	Timer giornaliero	
<b>ALLARME</b>	Allarme porte aperte	
<b>CS125</b>	Elettroaspiratore in box metallico cablato completo di interruttore ON / OFF	230 x 230 x 250

CODICE PORTE CIECHE	CODICE PORTE VETRO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE L x P x A mm	NUMERO E TIPO RIPIANI	CAPACITA' BOTTIGLIE DA 1 LITRO PER ARMADIO	PESO Kg
<b>CSB60</b>	<b>CSB60G</b>	Armadio a 1 porta - 1 scomparto	600 x 600 x 1950	3 in acciaio verniciato	110 L	68
<b>CSB62</b>	<b>CSB62G</b>	Armadio a 2 porte - 2 scomparti	600 x 600 x 1950	Scomparto ACIDI: 2 in acciaio verniciato Scomparto BASI: 2 in acciaio INOX	110 L	70
<b>CSB63</b>	<b>CSB63G</b>	Armadio a 3 porte - 3 scomparti	600 x 600 x 1950	Scomparto ACIDI: 2 in acciaio verniciato Scomparto BASI: 2 in acciaio INOX Scomparto TOSSICI: 2 in acciaio verniciato	90 L	73
<b>CSB120</b>	<b>CSB120G</b>	Armadio a 2 porte - 1 scomparto	1140 x 600 x 1950	3 in acciaio verniciato	200 L	125
<b>CSB124</b>	<b>CSB124G</b>	Armadio a 4 porte - 4 scomparti	1140 x 600 x 1950	Scomparto ACIDI: 2 in acciaio verniciato Scomparto BASI: 2 in acciaio INOX Scomparto TOSSICI: 2 in acciaio verniciato Scomparto NOCIVI: 2 in acciaio verniciato	200 L	135
<b>CSB60UB</b>	<b>NO</b>	Armadio a 1 porta - 1 scomparto	600 x 600 x 700	2 in acciaio verniciato	40 L	35
<b>CSB120UB</b>	<b>NO</b>	Armadio a 2 porte - 1 scomparto	1140 x 600 x 700	2 in acciaio verniciato	80 L	50

Rivenditore autorizzato:

Distribuito da:  
Zetalab s.r.l.

**Zetalab**

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova  
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143  
Internet: [www.zetalab.it](http://www.zetalab.it) - e-mail: [info@zetalab.it](mailto:info@zetalab.it)