

# Agitatore rotante serie F205



- Agitatore rotante per provette idoneo per miscelazione sia per moto "a capovolgimento" che per moto "rotolamento" di tubi di vario formato
- Strumento ideale per l'utilizzo in laboratori per protocolli preparativi
- Idoneo all'uso con incubatori, anche refrigerati
- Agitatore rotante per provette ad angolo di rotazione regolabile
- Controllo digitale della velocità
- Timer digitale 999 min

<b>Codice</b>	603.0129.26
<b>Alimentazione</b>	V/HZ 230/50
<b>Controllo rotazione</b>	Digitale
<b>Dimensioni</b>	mm 200x270x240
<b>Display</b>	Digitale
<b>Peso</b>	Kg 3,2
<b>Temperatura di lavoro</b>	°C da +4 a +60
<b>Timer</b>	min fino a 999
<b>Velocità</b>	rpm tra 2 e 40

## ACCESSORI:

- Piatto rotante portaprovette

<b>Codice</b>	603.0129.41
<b>Provette</b>	n° 40
<b>Provette ml</b>	1,5

<b>Codice</b>	603.0129.43
<b>Diametro provetta</b>	9-20
<b>Provette</b>	n° 20

<b>Codice</b>	603.0129.42
<b>Provette</b>	n° 12
<b>Provette ml</b>	50

- Rack Portatubi per colture cellulari

-

<b>Codice</b>	603.0129.44
<b>Diametro provetta</b>	12
<b>Provette</b>	n° 63

<b>Codice</b>	603.0129.45
<b>Diametro provetta</b>	16
<b>Provette</b>	n° 63

<b>Codice</b>	603.0129.46
<b>Diametro provetta</b>	26
<b>Provette</b>	n° 30