

Rapidità nel riscaldamento

Massima sicurezza

Massime prestazioni

Bunsen ad induzione Heatool



Cod. X 80 A4

Heatool è il bunsen elettronico ad induzione, creato per eliminare l'utilizzo del gas è sinonimo di sicurezza senza eguali. Grazie al doppio sensore di prossimità è in grado di rilevare la presenza della spatola che viene scaldata in 2 secondi. Il led luminoso cambia colore da verde a rosso quando il campo elettromagnetico è in fuazione. Quando il bunsen non rileva la presenza della spatola si accende il led verde attivando la funzione di stanby che evita l'inutile consumo energetico.



Heatool è dotato di regolatore laterale che consente di calibrare la sensibilità dei 2 sensori di prossimità.

La luce rossa indica che il bunsen sta scaldando la spatola. Bastano 2 secondi!!!

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it