

FLOCCULATORI - TABELLA COMPARATIVA

Descrizione	Flocculatore	Flocculatore	Flocculatore	Flocculatore	Flocculatore portatile
	JLT4	JLT6	FC4S	FC6S	FP4
Alimentazione	100 - 240V	100 - 240V	100 - 240V	100 - 240V	100 - 240V
Potenza (W)	19	19	18	23	6
Dimensioni mm (LxHxP)	645x347x260	935x347x260	645x347x260	935x347x260	250x320x250
Peso (kg)	13	17	12,5	18	4,8
Aste di agitazione	4	6	4	6	4
Tipologia di comandi	Monocomando (velocità uguale per ogni asta)	Monocomando (velocità uguale per ogni asta)	Pluricomando (velocità programmabile per ogni asta)	Pluricomando (velocità programmabile per ogni asta)	Monocomando (velocità uguale per ogni asta)
Velocità selezionabili rpm	da 10 a 300	da 10 a 300	9 velocità: (10-15-30-45-60-90-120-150-200)	9 velocità:(10-15-30-45-60-90-120-150-200)	5 velocità: (20-40-50-100-200)
Precisione velocità rpm	± 1	± 1	± 2	± 2	± 2
Volume agitabile per singola asta (litri H ₂ O)	1	1	1	1	1
Temporizzatore	SI	SI	-	-	SI
Pannello retroilluminato	SI	SI	SI	SI	SI
Display	SI	SI	-	-	-



www.velp.com