



Spedizione  
1 giorno



3  
Anni  
di garanzia



Principio del  
diapason

FACTORY  
OPTION



Omologazione  
+7 giorni

SU RICHIESTA



DKD  
Certificato  
+3 giorni




A Ø 118 mm, raffigurato  
B 170 x 142 mm  
C 180 x 160 mm

DI SERIE



solo  
EG-N



solo EW-N  
non omologata



solo con  
stampante 1



SU RICHIESTA



solo EG-N:

**Calibrazione interna**  
(CAL) tramite manopola  
laterale per garantire la massi-  
ma precisione e rendere il fun-  
zionamento indipendente dal  
luogo di installazione



**Pesata con  
tolleranze**

(checkweighing)  
Possibilità di indicare un  
valore limite superiore ed  
inferiore. Un segnale ottico  
nel display aiuta nel dosag-  
gio o nell'assortimento



**Conteggio preciso**

La funzione di ottimiz-  
zazione del riferimento mi-  
gliora il grado di precisione  
del valore medio del peso  
unitario

28

**Ampio display LCD**  
con altezza cifre 16 mm

**Visualizzazione  
capacità**

una barra luminosa crescen-  
te indica la capacità di  
pesata ancora disponibile

**Gabbietta antivento** di se-  
rie nei modelli con dimensioni  
piatto di pesata [A]. Coperchio  
asportabile con foro di apertu-  
ra per prelievi mediante  
pipetta. Camera di pesata  
BxTxH 158x130x78 mm.

**Copertina rigida di  
protezione** per tastiera ed  
struttura esterna di serie.  
Ev. ricambio, per modelli con  
dimensioni piatto di pesata:  
[A], [B] KERN EG-A05  
[C] KERN EG-A09



**Funzionamento ad  
accumulatore** interna,  
autonomia 32 h ca., tempo di  
carica 12 h ca., stato della carica  
visualizzato nel display. Funzio-  
ne AUTO-OFF dopo 3 min per  
risparmiare l'accumulatore, dis-  
attivabile. Per i modelli con  
Max ≤ 820 g, 600 ct  
**KERN EG-A04**  
Max ≥ 2200 g  
**KERN EG-A06**

**Occhiello per pesate  
sotto bilancia**

Per modelli con dimensioni  
piatto di pesata:  
[A], [B] KERN EG-A07  
[C] KERN EG-A08

**Dati tecnici:**

**Dimensioni bilancia**  
(senza gabbietta antivento)  
[A] - [B]:  
LxPxA: 182x235x75 mm  
dimen. piatto di pesata [C]:  
LxPxA: 192x265x87 mm

**Temp. ambiente  
ammessa +10 ... +30 °C**

\* Classe di omologazione [1]

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo.



Piatto di pesata **B**



Piatto di pesata **C**



Es. pesata con tolleranza nell'industria cosmetica.



**Gabbietta antivento in vetro** con 3 porte scorrevoli a sinistra, destra e in alto, camera di pesata LxPxA 150x140x130 mm, applicabile successivamente nei modelli con piatto di portata **A**, **KERN EG-A03**



**Stampante standard**  
**KERN YKB-01N**



**Stampante per etichette**  
**KERN YKL-01**



**Stampante per statistiche**  
**KERN YKT-01**

Tutte le stampanti, vedasi pag. 94

**!** Omologazione in stabilimento, necessitiamo dell'indirizzo completo del luogo di utilizzo.

Modello KERN	Portata <b>Max</b> g	Divi- sione <b>d</b> g	Divis. omolog. <b>e</b> g	Ripro- ducibi- lità g	Linea- rità g	Piatto di pesata	SU RICHIESTA in alternativa			
							Omolo- gazione KERN	<b>M II</b>	Certifi- cato KERN	<b>DKD</b>
<b>EW 220-3NM</b>	220	0,001	0,01	0,001	± 0,002	A	950-116	<b>!</b>	963-127	
<b>EW 420-3NM</b>	420	0,001	0,01	0,001	± 0,003	A	950-116	<b>!</b>	963-127	
<b>EW 620-3NM</b>	620	0,001	-	0,001	± 0,003	A	-		963-127	
<b>EW 820-2NM</b>	820	0,01	-	0,01	± 0,01	B	-		963-127	
<b>EW 2200-2NM</b>	2200	0,01	0,1	0,01	± 0,01	C	950-116	<b>!</b>	963-127	
<b>EW 4200-2NM</b>	4200	0,01	0,1	0,01	± 0,02	C	950-116	<b>!</b>	963-127	
<b>EW 6200-2NM*</b>	6200	0,01	-	0,01	± 0,03	C	-		963-102	
<b>EW 12000-1NM</b>	12000	0,1	1	0,1	± 0,2	C	950-117	<b>!</b>	963-128	
<b>CAL INT</b>	Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare insieme anche l'omologazione poiché la l'omologazione a posteriore non è ammessa.									
<b>EG 220-3NM</b>	220	0,001	0,01	0,001	± 0,002	A	950-116	<b>!</b>	963-127	
<b>EG 420-3NM</b>	420	0,001	0,01	0,001	± 0,003	A	950-116	<b>!</b>	963-127	
<b>EG 620-3NM*</b>	620	0,001	0,01	0,001	± 0,004	A	950-101	<b>!</b>	963-101	
<b>EG 2200-2NM</b>	2200	0,01	0,1	0,01	± 0,01	C	950-116	<b>!</b>	963-127	
<b>EG 4200-2NM</b>	4200	0,01	0,1	0,01	± 0,02	C	950-116	<b>!</b>	963-127	

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo.