

Bilancia di precisione ZFB



Modello low-cost ad uso comodo

Caratteristiche

- **Estremamente user-friendly:** Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
- **Dimensioni compatte** adatte agli spazi ristretti
- **Visualizzazione capacità:** Barra luminosa crescente indica la capacità di pesata ancora disponibile
- **Gabbietta antivento** di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata **A** e **B**. Coperchio amovibile con apertura per pipettare. camera di pesata LxPxA 158x143x64 mm

- **Secondo display separato** di serie per modelli ZFB 600-1M e ZFB 6000-0M. Adatta anche per punti vendita all'aperto. La divisione omologata [e] corrisponde alla divisione [d]. Grande display LCD retroilluminato, Altezza cifre 16 mm. Cavo di interfaccia per la bilancia, lunghezza cavo ca. 1,0 m, e alimentatore esterno di serie. Dimensioni LxPxA 250x180x105 mm


Dati tecnici

- Display LCD retroilluminato, altezza cifre 15 mm
- Dimensioni piatto di pesata (acciaio inox)
 - A** Ø 80 mm, **B** Ø 120 mm
 - C** LxP 155x145 mm, raffigurato in grande
- Dimensioni bilancia (senza gabbietta antivento) LxPxA 200x260x87 mm
- Peso netto ca. 2 kg
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Accessori

- **Secondo display separato**, ideale a scopo didattico o dimostrativo in laboratorio o nell'industria, non autorizzata per punti vendita all'aperto
- **Stampanti compatibili**

DI SERIE



SU RICHIESTA



FACTORY



Bilancia di precisione ZFB

ZFB 600-2M	600	0,01	0,1	0,01	± 0,02	B		965-216		963-127
ZFB 600-1M	600	0,1	0,1	0,1	± 0,1	B		965-216		963-127
ZFB 6000-1M	6000	0,1	1	0,1	± 0,3	C		965-217		963-128
ZFB 6000-0M	6000	1	1	1	± 1	C		965-217		963-128

Distribuito da:

Zetalab s.r.l.

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova

Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143

Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it