

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS

E-LINE



**ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI.
PRATICI ED ECONOMICI ANCHE IN VERSIONE "FLAT PACK*".**



CE



*CS120 E-LINE - Cod. E740

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS

E-LINE

*CS 120
E-LINE
Cod. E740



**ARMADI DI SICUREZZA
PER LO STOCCAGGIO
DI PRODOTTI CHIMICI.
PRATICI ED ECONOMICI
ANCHE IN VERSIONE "FLAT PACK*"**

Costruzione in acciaio 8/10,
vernice epossidica grigia RAL 7035.
Porte a battente con chiusura a chiave in 3 punti.
Adesivi conformi alla norma ISO 3864.
Ripiani regolabili in altezza
e vasca di contenimento in acciaio verniciato.
Predisposizione per la ventilazione.



CS 60 E-LINE - Cod. E740/54



CS 120 UB E-LINE - Cod. E740/S

CS 60 UB E-LINE - Cod. E740/54S

MODELLI E-LINE	CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA)	PESO (Kg)	NUMERO RIPIANI IN ACCIAIO VERNICIATO	VASCA DI FONDO IN ACCIAIO VERNICIATO
*CS 120 E-LINE	E740	1000x450x2000	990x430x1980	65	3	SI
CS 60 E-LINE	E740/54	540x450x2000	530x430x1980	45	3	SI
CS120 UB E-LINE	E740/S	1000x450x1000	990x430x998	45	1	SI
CS 60 UB E-LINE	E740/54S	540x450x1000	530x430x998	35	1	SI

ACCESSORI OPZIONALI E-LINE	CODICE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
RIPIANO IN ACCIAIO VERNICIATO PER *CS 120 E-LINE o CS120 UB E-LINE	CRF900G	990x415x30
RIPIANO IN ACCIAIO VERNICIATO PER CS 60 E-LINE o CS 60 UB E-LINE	CRF600G	495x415x30
ASPIRATORE COMPLETO DI BOX METALLICO IMPIANTO ELETTRICO FUSE CAVO	CSF125	250x250x290
TIMER GIORNALIERO	TIM24	

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.
Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it