



Agitatori a scuotimento

SHAKING INCUBATOR

SKI - 4



Range di temperatura	Da + 5 °C t.a. ... + 60 °C
Stabilità a 37 °C	0,5 °C
Tipo di ventilazione	forzata
Capacità beute 500 ml /1000 ml	7 – 4
Velocità rpm	40...300
Ampiezza orbita mm	20
Dimensione piattaforma mm	350 x 350
Potenza installata W	500
Dimensioni esterne (L x P x H) mm	500x610x470
Spessore/materiale cupola	8mm/plexiglass
Peso kg	40
Timer	1'-9999 min. e continuo
Sicurezza sovratemperatura	Presente
Controllo sicurezza apertura porta	Presente
CODICE	41102012

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.
Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it

ARGO LAB

