



STUFE SERIE STF-N/STF-F

- Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida
- Camera interna in acciaio inox
- Doppio bloccaggio della porta (parte superiore e inferiore) per una perfetta tenuta
- Foro Ø 45mm sul lato posteriore per scarico fumi, con dispositivo per regolazione apertura/chiusura del passaggio
- Foro Ø 10mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde
- Controllo della temperatura con microprocessore
- Rampa di temperatura programmabile con interfaccia seriale RS 232 (per i modelli specificati)
- Timer da 0 a 12 ore + infinito
- Classe di sicurezza 3.1



MODELLI STF-N Ventilazione NATURALE

CAPACITÀ	lt	52	80	120	240	400
TEMPERATURA + 5 amb.	°C	+300	+300	+300	+300	+300
PRECISIONE	70°C	± 1,5	± 1,5	± 2,0	± 2,5	± 3,0
	150°C	± 2,5	± 2,5	± 3,0	± 3,5	± 3,5
	300°C	± 3,0	± 3,0	± 3,5	± 3,5	± 4,0
RISOLUZIONE	°C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
POTENZA RISCALDANTE	W	1200	1400	1600	2600	3400
DIM. INTERNE LxPxH	mm	390 x 350 x 390	450 x 400 x 450	500 x 470 x 520	600 x 500 x 800	700 x 580 x 1000
RIPIANI GRIGLIATI DI SERIE	n°	2	2	2	2	2
NUMERO RIPIANI MAX	n°	6	7	8	12	15
DIM. ESTERNE LxPxH	mm	705 x 570 x 610	775 x 610 x 675	825 x 680 x 740	925 x 710 x 1030	1025 x 790 x 1230
ALIMENTAZIONE	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
PESO	Kg	55	60	68	80	100
CODICE		720.2080.05	720.2080.08	720.2080.12	720.2080.24	720.2080.40
COD. RIPIANI GRIGLIATI / RICAMBI		720.2091.05	720.2091.08	720.2091.12	720.2091.24	720.2091.40
MODELLO CON RAMPE INTERFACCIA SERIALE RS 232		720.2080.55	720.2080.58	720.2080.62	720.2080.74	720.2080.80

MODELLI STF-F Ventilazione FORZATA

CAPACITÀ	lt	52	80	120	240	400
TEMPERATURA + 5 amb.	°C	+300	+300	+300	+300	+300
PRECISIONE	70°C	± 1,0	± 1,0	± 1,0	± 1,5	± 1,5
	150°C	± 1,5	± 1,5	± 1,5	± 2,0	± 2,0
	300°C	± 2,0	± 2,0	± 2,5	± 2,5	± 3,0
RISOLUZIONE	°C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
POTENZA RISCALDANTE	W	1200	1400	1600	2600	3400
DIM. INTERNE LxPxH	mm	390 x 350 x 390	450 x 400 x 450	500 x 470 x 520	600 x 500 x 800	700 x 580 x 1000
RIPIANI GRIGLIATI DI SERIE	n°	2	2	2	2	2
NUMERO RIPIANI MAX	n°	6	7	8	12	15
DIM. ESTERNE LxPxH	mm	705 x 570 x 610	775 x 610 x 675	825 x 680 x 740	925 x 710 x 1030	1025 x 790 x 1230
ALIMENTAZIONE	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
PESO	Kg	55	60	68	80	100
CODICE		720.2090.05	720.2090.08	720.2090.12	720.2090.24	720.2090.40
COD. RIPIANI GRIGLIATI / RICAMBI		720.2091.05	720.2091.08	720.2091.12	720.2091.24	720.2091.40
MODELLO CON RAMPE INTERFACCIA SERIALE RS 232		720.2090.55	720.2090.58	720.2090.62	720.2090.74	720.2090.80

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it