

Asciugavetreria STL 56

Asciuga la tua vetreria in un soffio!



L'utilissimo Asciugavetreria SLT 56 è un simpatico strumento salva-spazio in grado di asciugare in brevissimo tempo la vetreria di qualsiasi tipo e dimensioni grazie al flusso di aria calda pilotato sul sostegno a raggiera laterale di essiccazione a 56 posizioni.

Il sostegno può essere ruotato in modo da occupare lo spazio più adatto sul bancone del laboratorio.

E' possibile asciugare contemporaneamente fino a 24 pezzi della vetreria più grande posizionabile sui 24 raggi di diametro 16 mm, e fino a 32 pezzi della vetreria più piccola posizionabile sui 32 supporti di diametro 11 mm.

Il riscaldamento integrato con ventilatore provvede a insufflare aria calda filtrata attraverso tutti i supporti a raggiera, raggiungendo la temperatura di circa 50°C in tutta la vetreria e asciugandola a tempo di record.

Il pannello frontale include un timer selezionabile fino a 120 minuti e gli interruttori retroilluminati per l'accensione e il riscaldamento, in modo da scegliere la modalità di essiccazione con aria calda o a temperatura ambiente.

Caratteristiche tecniche:

Asciugavetreria rapido a soffio d'aria calda a 50°C

- Supporto orientabile per vetreria a raggiera
- 24 posizioni per vetreria grande + 32 posizioni per vetreria piccola
- Strumento salva-spazio
- Riscaldatore integrato con ventola
- Timer selezionabile fino a 120 minuti
- Interruttori retroilluminati per accensione/spengimento e per aria fredda/calda