

DUELAB

LINEA STUFE VENTILATE E NATURALI

- Struttura interna in acciaio INOX.
- Custodia esterna verniciata a forno con polvere epossidica antiacida.
- Termoregolatore digitale con risoluzione 0,1 ad azione PID.
- Termostato di sicurezza a ripristino manuale.
- Apertura camino regolabile.
- Classe di sicurezza 3.1.

STE-F

La circolazione dell'aria è di tipo forzato

Capacità	Lt	52	120
Temperatura MIN	°C	Ambiente +5	Ambiente +5
Temperatura MAX	°C	+300	+300
Precisione	150°C	±1,5	±1,5
	300°C	±2,5	±2,5
Potenza riscaldante	W	1200	1600
Dimensioni interne	mm	390x350x390	500x470x520
Ripiani di serie	n°	2	2
Numero ripiani max	n°	6	8
Dimensioni esterne	mm	705x570x610	825x680x740
Peso	Kg	55	68
Codice		720.2089.05	720.2089.12



STE-N

La circolazione dell'aria è di tipo naturale



Capacità	Lt	52	120
Temperatura MIN	°C	Ambiente +5	Ambiente +5
Temperatura MAX	°C	+300	+300
Precisione	150°C	±2,5	±3,0
	300°C	±3,0	±3,5
Potenza riscaldante	W	1200	1600
Dimensioni interne	mm	390x350x390	500x470x520
Ripiani di serie	n°	2	2
Numero ripiani max	n°	6	8
Dimensioni esterne	mm	705x570x610	825x680x740
Peso	Kg	55	68
Codice		720.2079.05	720.2079.12

L'apertura del camino può essere eseguita facilmente grazie alla manopola posta sul lato comandi



Distribuito da:

Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it