

Gruppo termostatico - Astor 800/D

Il gruppo termostatico digitale Astor 800/D è applicabile a vasche di varie dimensioni e volumi per la creazione di bagnomaria personalizzati. Il suo termoregolatore digitale garantisce che la temperatura selezionata sia mantenuta accuratamente. Grazie alla sua elevata stabilità di temperatura, Astor 800/D è eccellente per la termostatazione di terreni di coltura o per tutte le altre applicazioni dove è richiesto un bagnomaria.

Caratteristiche tecniche:

- ✦ Struttura in alluminio verniciata a fuoco
- ✦ Controllo della temperatura mediante termoregolatore elettronico
- ✦ Display digitale con risoluzione 0,1°C
- ✦ Ventola d'agitazione dell'acqua per una perfetta omogeneità della temperatura nel bagnomaria
- ✦ Dispositivo di sicurezza per prevenire le sovraturetemperature da mancanza d'acqua
- ✦ Ambito di temperatura impostabile: da +5°C sopra l'ambiente a 100°C
- ✦ Precisione: migliore di 0,5°C



Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it