

## Bagnomaria con coperchio inclinato - Astor 900/D

Bagno termostatico con vasca in acciaio inox coibentata e coperchio inclinato anticondensa. Il gruppo termostatico consente di impostare e mantenere con ottima precisione temperature fino a 95°C. Lo strumento è dotato di dispositivo di sicurezza contro le sovratemperature dovute a cattivo funzionamento o mancanza d'acqua. Ideale per tutte le applicazioni di microbiologia e ovunque sia richiesto un bagnomaria.

### Caratteristiche tecniche:

- ✦ Ambito di temperatura: da 5°C sopra la temperatura ambiente a 95°C
- ✦ Controllo della temperatura: mediante termoregolatore digitale
- ✦ Risoluzione: 0,1°C
- ✦ Precisione: migliore di  $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- ✦ Potenza: 1.000 Watt
- ✦ Dimensioni esterne: 54x34x32 cm (lxpxh)
- ✦ Dimensioni interne della vasca: 35x19x25 cm (lxpxh)



Distribuito da:  
Zetalab s.r.l.

**Zetalab**

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova  
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143