

## Serie ZETALINE EXCELLENT

Modello: **ZL-EX50**



### Specifiche tecniche:

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Ingrandimenti: | <b>0.8X / 5x incr.</b> |
| Oculari:       | <b>WF 10x/22mm</b>     |
| Obiettivo:     | <b>Zoom</b>            |
| Testata:       | <b>Binoculare</b>      |
| Illuminazione: | <b>LED</b>             |

### Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo. Ingrandimenti 8x/50x. Comando a scatto in corrispondenza degli ingrandimenti.
- Testata binoculare inclinata a 20°. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (55-75mm). Possibile uscita per applicazioni foto/video con accessorio T-mode (non in dotazione).
- Oculari EW 10/22mm con paraocchi e regolazione diottrica su entrambi gli oculari ( $\pm 5$ mm).
- Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Distanza di lavoro WD (Working Distance): 78mm.
- Focus range 105mm.
- Zoom ratio 1/6.3.
- Illuminazione per luce riflessa/trasmessa a LED con regolazione dell'intensità luminosa mediante i due comandi posti alla base dello stativo.
- Illuminatore per luce riflessa orientabile.
- Stativo completamente realizzato in acciaio.
- Pinzette ferma campioni.
- Disco base in vetro e uno bianco/nero.
- Altezza della colonna 300mm.
- Peso: 6.5 Kg.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.

Distribuito da:  
Zetalab s.r.l.

**Zetalab**

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova  
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143  
Internet: [www.zetalab.it](http://www.zetalab.it) - e-mail: [info@zetalab.it](mailto:info@zetalab.it)

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).

