

Serie ZETALINE EXCELLENT

Modello: **ZL-EX80**



Specifiche tecniche:

Ingrandimenti:	0.8X / 8x incr.
Oculari:	WF 10x/22mm
Obiettivo:	Zoom
Testata:	Binoculare
Illuminazione:	LED

Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo. Ingrandimenti 8x/80x. Comando a scatto in corrispondenza degli ingrandimenti.
- Testata binoculare inclinata a 20°. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (55-75mm). Possibile uscita per applicazioni foto/video con accessorio T-mode (non in dotazione).
- Oculari EW 10/22mm con paraocchi e regolazione diottrica su entrambi gli oculari (± 5 mm).
- Messa a fuoco macrometrica/micrometrica a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Distanza di lavoro WD (Working Distance): 78mm.
- Focus range 105mm.
- Zoom ratio 1/1:10.
- Illuminazione per luce riflessa/trasmessa a LED con regolazione dell'intensità luminosa mediante i due comandi posti alla base dello stativo.
- Illuminatore per luce riflessa orientabile.
- Stativo completamente realizzato in acciaio.
- Pinzette ferma campioni.
- Disco base in vetro e uno bianco/nero.
- Altezza della colonna 300mm.
- Peso: 6.5 Kg.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).

