

Serie ZETALINE STEREO EDU

Modello: **ZL-GAD-1A**



Specifiche tecniche:

Ingrandimenti:	20X incrementabile
Oculare:	WF10x/18mm
Obiettivo:	2x
Testata:	Binoculare
Illuminazione:	Riflessa

Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento fisso 2x, è possibile incrementare l'ingrandimento cambiando l'obbiettivo oppure gli oculari.
- Testata Binoculare verticale. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (48-75mm) e differenza diottrica (± 5 mm) sul porta oculare sinistro.
- Oculari WF10/18mm con paraocchi.
- Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Illuminazione per luce riflessa orientabile e dotata di lampada al tungsteno 12V/10W.
- Stativo completamente realizzato in acciaio.
- Fermo corsa.
- Pinzette ferma campioni.
- Disco base bianco/nero.
- Manuale d'istruzioni in Italiano

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.



Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).

