

Incubatore a secco per kit antibiotici in fiale - ThermoSmart

ThermoSmart è l'incubatore a secco di Astori Tecnica che consente di effettuare fino a 10 incubazioni di altrettanti campioni simultaneamente ed è appositamente studiato per la determinazione degli antibiotici nel latte con i kit in provetta o fiala, come Eclipse Farm 3G, Delvotest® SP, Explorer 2.0 o similari.

Caratteristiche tecniche:

- ✦ 10 fori per altrettante provette/fiale
- ✦ Diametro dei fori: 11 mm
- ✦ Regolazione digitale della temperatura
- ✦ Display a LED rossi, a 3 cifre
- ✦ Ambito di temperatura: da 5°C sopra l'ambiente a 67°C
- ✦ Risoluzione: 0,1°C
- ✦ Accuratezza: $\pm 0,5^\circ\text{C}$



Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it