

Serie ZETALINE EDUCATION

Modello: **ZL1000-08M**



Specifiche tecniche:

Ingrandimenti:	40X / 400x
Oculare:	WF10x/18mm
Obiettivi:	E-Acromatici
Testata:	Monoculare

Caratteristiche Tecniche

- Testata monoculare.
- Obiettivi Acromatici 4x - 10x - 40x.
- Oculare WF10/18mm.
- Revolver portaobiettivi a 3 posizioni a scatto (click-stop).
- Tavolo portapreparati dimensioni: 100x90mm dotato di pinzette ferma vetrino.
- Condensatore a singola lente. (con diaframma a disco).
- Messa a fuoco con sistema macrometrico e regolazione fine corsa.
- Stativo completamente realizzato in acciaio compatto e robusto.
- Illuminazione mediante specchietto posto alla base.
- Fornito con: Lente d'ingrandimento - pinzetta - bisturi - spatola - contagocce - becker di plastica - 4 flaconcini in plastica - 18 vetrini copri oggetto 18x18 con etichette.
- Confezioni di 5 vetrini preparati e 18 vetrini da preparare.
- Manuale d'istruzioni in Italiano.
- Fornito in valigetta di trasporto.

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).



Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it