

Serie ZETALINE EDUCATION

Modello: **ZL1004-S28**



Specifiche tecniche:

| | |
|----------------|--------------------------|
| Ingrandimenti: | 40X / 1000x incr. |
| Oculare: | WF10x/18mm |
| Obiettivi: | Acromatici |
| Testata: | Monoculare |
| Illuminazione: | ALOGENA |

Caratteristiche Tecniche

- Testata monoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°.
- Obiettivi Acromatici 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 retrattile, 100x/1.25 OIL retrattile
- Oculare WF10/18mm.
- Revolver portaobiettivi a 4 posizioni a scatto (click-stop).
- Tavolo portapreparati dimensioni: 120x125mm dotato di traslazione X-Y del vetrino.
- Condensatore di ABBE A.N: 1.25, dotato di slitta portafiltri diametro 32mm
- Messa a fuoco con sistema macrometrico con manopole poste su entrambi i lati dello stativo. Sistema micrometrico con manopola separata posta sul lato destro dello stativo. Perno regolabile di fine corsa dell'altezza del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetrino porta preparati.
- Stativo completamente realizzato in acciaio compatto e robusto. Con inserto in plastica colorata alla base.
- Illuminazione per luce trasmessa con lampada ALOGENA 6V/20W Sistema centrabile e regolabile in intensità. Alimentazione 220V 50Hz.
- Filtro di conversione BLU.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.



Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).



Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it