

Serie ZETALINE METALLOGRAFICI

Modello: **ZL-MET PL**



Specifiche tecniche:

Oculare:	WF10x/18mm
Obiettivi:	10x
Testata:	Monoculare
Illuminazione:	A penna

Caratteristiche Tecniche

- Microscopio metallografico
- Ingrandimento fisso 10x
- Oculari micrometrico WF10/18mm.
- Distanza di lavoro 7mm
- Sistema ottico 160mm
- Messa a fuoco con comandi coassiali (range 30mm)
- Stativo completamente realizzato in acciaio.
- Illuminazione a penna (2xAAA battery)
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Dimensioni microscopio: 143x63x210mm
- Fornito in valigetta

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.



Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).



Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it