



## Kit Sension+ EC7 conduttimetro da banco

**Codice articolo:** LPV3070.98.0002

EUR Prezzo: Contatti

Disponibile

Laboratory meter with universal conductivity cell and automatic temperature compensation. For general aqueous applications. An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing. Includes magnetic stirrer, sensor holder, standard solutions (147 & 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$  and 12.88  $\text{mS}/\text{cm}$ ), calibration flasks with magnetic stirring bar and user manual.

### Comprehensive Lab station

### Incorporated electronics adapt to platinum and titanium cells

### Calibration with 1,2 or 3 standards

---

## Specifiche tecniche

Accuratezza della temperatura:	$\leq 0.2$ °C
Accuratezza della conducibilità:	$\leq 0.5$ % of measurement range
Archiviazione dati:	Date and time, instrument ID, sample ID
Capacità di memorizzazione interna risultato:	No
caratteristiche GPL:	No
Certificazione di conformità:	CE
Compensazione della temperatura:	With temperature probe Pt 1000 or by keypad
Condizioni ambientali: temperatura:	5 - 40 °C
Condizioni ambientali: umidità relativa:	< 80 % relative humidity (non-condensing)
Da banco:	Yes
Dimensioni (H x L x P):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Display:	Backlit Graphical LCD
Esportazione dati:	No
Funzionamento CA ed USB:	Yes
Garanzia:	2 anni
Ingressi:	E.C. cell, Pt1000
Interfaccia operativa:	Keypad
Intervallo di misura della conducibilità:	0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$ to 500 $\text{mS}/\text{cm}$
lunghezza:	200 mm

Marchio:	HACH
Misura della conducibilità: correzione della temperatura:	linear
Misura della resistività:	2 $\Omega$ cm - 100 M $\Omega$ cm
Misura della salinità:	5.85 - 311 g/L
misura della temperatura:	-20 - 150 °C
Parametro:	Conductivity, Salinity, Resistivity, Temperature
Printer:	Optional accessory
Risoluzione:	Depending on the measurement range
Risoluzione conducibilità:	Depending on the measurement range
risoluzione della temperatura:	0.1 °C
Salinity resolution:	Dipende dall'intervallo di misura
Taratura Intervalli / avvisi / promemoria:	Promemoria 1 ora per 99 giorni
Tipo display:	128 x 64 pixel