



Kit Sension+ EC5 conduttimetro portatile

Codice articolo: LPV3560.98.0002

EUR Prezzo: Contatti

Disponibile

Stazioni di misura complete portatili.

Strumento portatile con sonda di conducibilità e temperatura universali. Per applicazioni generiche in campioni acquosi. Un sistema tutto in uno con menu di navigazione guidata facilita e velocizza le misure elettrochimiche. Ogni sistema è progettato per essere utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni e arriva completo di tutto l'occorrente per iniziare le analisi.

Misure semplici e veloci

Disponibile per un'ampia tipologia di applicazioni

I tubi di calibrazione minimizzano il consumo di reagenti

Sistema preciso ed economico-efficiente

Specifiche tecniche

Accuratezza:	Salinità: $\leq 0.5\%$ (± 1 cifra)
Accuratezza della temperatura:	$0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ (± 1 cifra)
Accuratezza della conducibilità:	$\leq 0.5\%$ (± 1 cifra) dell'intervallo di misura
Alimentazione:	Batterie (vedere i requisiti delle batterie)
Certificazione di conformità:	CE
Compensazione della temperatura:	Con sensore di temperatura PT 1000 o tramite tastiera
Condizioni ambientali: temperatura:	$0 - 50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Condizioni ambientali: umidità relativa:	$< 80\%$ Umidità relativa (non-condensante)
Da banco:	No
Dimensioni (H x L x P):	$38\text{ mm} \times 73\text{ mm} \times 186\text{ mm}$
Display:	LCD retroilluminato con pittogrammi
Funzionamento CA ed USB:	No
Garanzia:	2 anni
Grado di protezione IP alloggiamento:	IP67
Ingressi:	MP-5
Interfaccia operativa:	Tastiera
interfaccia: lingue:	Basato su icone, nessuna lingua richiesta
Intervallo di misura della conducibilità:	$1\text{ }\mu\text{S/cm} - 200\text{ mS/cm}$ (intervallo della sonda)
lingue dei manuali:	Oltre 20 lingue
Marchio:	HACH

Misura della conducibilità a lettura stabile:	0.2 μ S/cm
Misura della conducibilità: correzione della temperatura:	lineare
Misura della salinità:	5.85 - 311 g/L
misura della temperatura:	-20 - 150 °C
Misura TDS (solidi totali disciolti):	0 -
Parametro:	Conducibilità, TDS, Salinità, Resistività, temperatura
Peso:	0.3 kg
resistenza dell'acqua:	IP67
Risoluzione conducibilità:	dipende dall'intervallo di misura
risoluzione della temperatura:	0.1 °C
Risoluzione TDS (solidi totali disciolti):	500000 mg/L
Salinity resolution:	Dipende dall'intervallo di misura
Tipo display:	128 x 64 pixel, letture simultanee
Visualizzazione curve di taratura:	Visualizzazione della pendenza e asimmetria del potenziale

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
 Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
 www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

Zetalab.it