

■ VTF

Il termoregolatore VTF garantisce prestazioni eccellenti in termini di controllo della temperatura con un'accuratezza di $\pm 0,5$ °C. Regola automaticamente la termoregolazione in base a diversi fattori quali la potenza, il carico e la dispersione termica.

FACILE DA USARE

Il VTF è dotato di un sistema integrato unico e innovativo per semplificare l'installazione sull'asta di supporto.



Temperatura
Da - 10 a 300 °C



Timer
Da 0 minuti
a 24 : 59 ore



STRUMENTO - CODICE

VTF

12 V dc

F208B0063



ACCESSORI - VTF

	VTF
A00000002 Cavo di prolunga sonda, 1 m	•
A00000003 Sonda in vetro	•
A00000280 Pinza per sonda	•
A00001069 Asta di supporto	•

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

Zetalab.it