

ARMADIO PER STOCCAGGIO VELENI

Concepito appositamente per la conservazione e l'isolamento di veleni, prodotti chimici tossici e CMR.



CS105+CS107



CS107

✓
Può essere utilizzato
come pensile a muro
per riporre i prodotti nocivi
o all'interno di in un armadio
a 1 o 2 porte

→ CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata in acciaio 10/10
- Colore: Grigio RAL7035
- Dotata di 2 ripiani fissi in acciaio verniciato, ad altezza regolabile
- Porta a battente a doppio strato, serratura e chiave
- Apertura delle porte con un'angolazione superiore a 110°
- Predisposizione per montaggio a parete
- Possibilità di fissaggio in un armadio di sicurezza (sulla mensola o sulla parete di fondo dell'armadio)
- Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864

→ ARMADIO VELENI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	RIPIANI	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO*	Peso (kg)
CS107	Armadio per stoccaggio veleni	500x300x400	480x270x390	2 ripiani in acciaio verniciato (carico max 5 Kg distribuiti uniformemente)	25	10

*Capacità approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio