





DISTILLATORI D'ACQUA

Distillatori d'acqua in acciaio inox

-  Ideale per la produzione di acqua distillata (Tipo III)
-  La struttura in acciaio inox garantisce acqua di alta qualità priva di ioni metallici e pirogeni
-  Sensore di livello automatico in caso di insufficienza d'acqua
-  L'acqua prodotta dipende dalla qualità della fornitura d'acqua e di altri fattori ambientali



DES

Dati tecnici		DES 4	DES 8
Output	litri/ora	4	8
Flusso di rete	litri/minuto	1	1
Pressione dell'acqua	bar	0.207	0.207
Acqua prodotta		Acqua distillata	
Temperatura del distillato	°C	> 40	> 40
Ph		5.0-7.5	5.0-7.5
Resistività (25°C)	MΩ.cm	0.5	0.5
Conducibilità	µs/cm	2	2
Batteri	cfu/ml	<10	<10
Dimensioni LxPxH	mm	435x370x220	635x370x260
Potenza	W	3000	6000
Peso	Kg	8	13
Codice		636.0750.04	636.0750.08

V/Hz AC 100/240-50/60

CLASSE DI SICUREZZA 1

CLASSE DI PROTEZIONE IP 42

ACCESSORI



Tanica in plastica HDPE da 10 lt con rubinetto
Code 636.0700.30

Tanica in plastica HDPE da 20 lt con rubinetto
Code 636.0700.31

PARTI DI RICAMBIO

Articolo	Codice
Guarnizione in silicone	636.0750.08
Resistenza	636.0750.10