



BAGNOMARIA



		WB12	WB22 / WB22 Pump	WB40 Pump
Dimensioni esterne				
Larghezza	mm	480	680	830
Altezza	mm	375	395	385
Profondità	mm	310	365	460
Distanza minima dal muro dietro	mm	200	200	200
Distanza minima sul fianco	mm	200	200	200
Dimensioni interne				
Volume interno	litri	12	22	40
Dimensioni ripiano (LxP)	mm	280x215	480x280	650x400
Altezza minima utile a coperchio chiuso	mm	150	150	150
Peso (vuoto)	Kg	12	18	28
Prestazioni				
Temperatura di lavoro. 5°C sopra Temp. Ambiente fino a	°C	100	100 / 85	85
Omogeneità della temperatura a 37 °C	± °C	0,5	0,5 / 0,2	0,5
Stabilità della temperatura a 37 °C	± °C	0,1	0,1 / 0,1	0,1
Protezione contro sovratemperature		Sì	Sì	Sì
Classe di sicurezza		2	2	2
Alimentazione a 50/60Hz	Volt	230	230	230
Potenza nominale	Watt	900	1100	2200
Timer		99:59 hh:mm econtinuo	99:59 hh:mm econtinuo	99:59 hh:mm econtinuo