

DUELAB

LINEA STUFE VENTILATE E NATURALI

- Struttura interna in acciaio INOX.
- Custodia esterna verniciata a forno con polvere epossidica antiacida.
- Termoregolatore digitale con risoluzione 0,1 ad azione PID.
- Termostato di sicurezza a ripristino manuale.
- Apertura camino regolabile.
- Classe di sicurezza 3.1.

STE-F

La circolazione dell'aria è di tipo forzato

Capacità	Lt	52	120
Temperatura MIN	°C	Ambiente + 5	Ambiente + 5
Temperatura MAX	°C	+ 300	+ 300
Precisione	150°C	± 1,5	± 1,5
	300°C	± 2,5	± 2,5
Potenza riscaldante	W	1200	1600
Dimensioni interne	mm	390x350x390	500x470x520
Ripiani di serie	n°	2	2
Numero ripiani max	n°	6	8
Dimensioni esterne	mm	705x570x610	825x680x740
Peso	Kg	55	68
Codice		720.2089.05	720.2089.12



STE-N

La circolazione dell'aria è di tipo naturale

Capacità	Lt	52	120
Temperatura MIN	°C	Ambiente + 5	Ambiente + 5
Temperatura MAX	°C	+ 300	+ 300
Precisione	150°C	± 2,5	± 3,0
	300°C	± 3,0	± 3,5
Potenza riscaldante	W	1200	1600
Dimensioni interne	mm	390x350x390	500x470x520
Ripiani di serie	n°	2	2
Numero ripiani max	n°	6	8
Dimensioni esterne	mm	705x570x610	825x680x740
Peso	Kg	55	68
Codice		720.2079.05	720.2079.12



L'apertura del camino può essere eseguita facilmente grazie alla manopola posta sul lato comandi

