

# Microscopi serie: **METALMICROSCOPE**



Caratteristiche tecniche	OMPL
Oculare micrometrico wide field eyepiece <b>WF10x/18mm</b> .	•
Tubo oculare $\varnothing$ 23mm	•
Ingrandimento fisso 10x	•
Obiettivo DIN <b>160mm - 10x/0.25</b>	•
Sistema ottico <b>160mm</b>	•
Distanza di lavoro <b>6.93</b> mm	•
Messa a fuoco con comandi coassiali, focus range <b>30</b> mm	•
Stativo completamente realizzato in acciaio.	•
Illuminazione a <b>penna</b> (2xAAA battery)	•
Manuale d'istruzioni in Italiano	•
Dimensioni microscopio: 143x63x210mm	•
Peso 650g	•
Fornito in valigetta	•